

INTERPROX PLUS NANO 6 U



Calificación: Sin calificación

Precio

5,50 €

5,50 €

0,95 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Su cabezal en ángulo facilita el acceso a los espacios interdentes en la zona de los premolares o molares. Este diseño específico permite una entrada perpendicular, evitando causar heridas en las encías. Las dimensiones del cabezal garantizan una limpieza profunda en espacios interdentes de como mínimo 0,6 mm (PHD* = 0,6). La innovadora fabricación con filamentos de Tynex® de alta calidad ofrece un mayor cuidado de las encías, ya que su diseño a doble color permite que los filamentos blancos detecten los puntos de sangrado y que los negros revelen la presencia de biofilm oral. El alambre, de acero inoxidable, está recubierto de Poliuretano (material plástico), para proteger mejor las estructuras mucosas, dentarias e implantes. El cepillo, además, posee un capuchón protector que permite transportarlo cómodamente. Interprox® Plus Nano limpia eficazmente los espacios interproximales y ayuda a proteger los dientes de las caries y enfermedades periodontales. Interprox® Plus Nano cumple la normativa ISO 16409 (norma internacional para cepillos interdentes).

* PHD: Passage Hole Diameter (medida del espacio interdental más pequeño donde se puede introducir el cepillo interproximal) Interprox® Plus Nano ha sido diseñado para eliminar el biofilm oral (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,6 mm*, concretamente de la zona premolar o molar. Cepillo interdental para la limpieza de espacios muy pequeños Interprox® Plus Nano está indicado para aquellas personas con espacios interdentes de 0,6 mm*, así como en portadores de ortodoncia, implantes y prótesis fijas.

DESCRIPCIÓN

Tipo de cepillo: Interdental. Forma de la cabeza: Cilíndrica. (Interprox plus: maxi y micro) o Nano, super micro Cónica (206896) Material de las fibras: Eje central de acero inoxidable recubierto. Filamento de Tynex. Dureza: Suave.

Características particulares: Cepillo interdental para la limpieza de espacios muy pequeños. Parte superior del mango en ángulo. Mango corto. Limpian entre espacios y permiten detectar puntos de sangrado (filamentos blancos) y zonas con placa bacteriana (filamentos negros).

MODO DE EMPLEO

1. Utilice el tamaño más adecuado para cada espacio. El cepillo debe introducirse holgadamente, de modo que sean los filamentos, y no el alambre, los que estén en contacto con los dientes.
2. Mueva el cepillo desde dentro hasta afuera, sin hacerlo girar. Para limpiar más fácilmente las piezas posteriores, acople el capuchón protector al mango.
3. La parte superior del mango ha sido especialmente diseñada en forma de ángulo para acceder fácilmente a todos los espacios.

ALERGIA AL LATEX

NO contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.